

Workshop: Exosomen

>

- > Charakterisierung und Quantifizierung von Exosomen mit Hilfe von
- > Nanopartikeltracking (NTA).
- > Vorstellung der Methode, Vergleich mit DLS, physikalische Grenzen von
- > NTA.
- > Mittels NTA ist es möglich die Anzahl aber auch der Größenverteilung
- > von Partikeln in einer Probe sehr rasch zu bestimmen. Es werden
- > verschiedene Vesikelpräparationen mit NTA vermessen, untereinander
- > verglichen und die Ergebnisse diskutiert.